

RESPIMAT® GEBRUIKSKLAAR MAKEN



1 De doorzichtige houder verwijderen

- Houd de beschermkap gesloten
- Druk op de veiligheidsknop en trek tegelijk met uw andere hand de doorzichtige houder los



2 Het patroon plaatsen

- Plaats het patroon in de inhalator
- Zet de inhalator op een stevige ondergrond en duw erop tot hij op zijn plaats klikt



3 TURN

- Houd de beschermkap gesloten
- Draai de doorzichtige houder in de richting van de pijl op het etiket totdat u een klik hoort (een halve draai)



4 OPEN

- Open de beschermkap via het klepje aan de zijkant



5

PUSH: Het is belangrijk om de inhalator gereed te maken voor gebruik

- Richt de inhalator naar de grond
- Druk op de grijze drukknop om de dosis vrij te geven
- Sluit de beschermkap
- Herhaal stap 3 t/m 5 totdat er een wolk te zien is
- Uw inhalator is nu klaar voor gebruik, voor een behandeling gedurende één maand (30 dosissen)

